



Uputstvo za uporabo VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM

Pre prve uporabe proizvoda Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim kastenovim medom pažljivo pročitate uputstvo. Uputstvo sačuvajte. Može česta želiti ponovo da ga pročitate.

ŠTA JE VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM?

Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim kastenovim medom namenjena je zbrinjavanju rana sa manje sekrecije i zaštići dno rane. Mrežica je mekana i tanka, pokrivena medicinskim kastenovim medom. Pošto je veoma prilagodljiva, obezbeđuje dobar kontakt sa dnom rane, a med sprečava da se mrežica zalapi na ranu. Na oblozi aslagaspenj je u dve dimenzije: 10 x 10 cm i 5 x 5 cm. Na oblozi dimenzija 10 x 10 cm naneto je 2 g medicinskog meda, a na oblozi dimenzija 5 x 5 cm naneto je 0,5 g.

Medicinski med

Medicinski med ima visoku koncentraciju šećera (do 80 %), nisku koncentraciju vode (do 17 %) i kiseli pH. Zbog fizičkih svojstava ima visoku osmotsku aktivnost koja stvara nepovoljno okruženje za rast mikroorganizama, stimuliše čišćenje rane, a istovremeno podstiče zarastanje rane. Med omogućuje vlažno zarastanje i na rani stvara mehaničku zaštitu.

Kontaktna mrežica

Kontaktna mrežica je napravljena od poliesterskog pletiva. Mrežica ne upijajući ali zbog svoje rupičaste strukture propušta sekret iz rane u sekundarnu upijajuću oblogu, koja je zato neopodnoha.

PREDNOSTI KORISĆENJA I KARAKTERISTIKE DELOVANJA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNE MREŽICE SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM:

- omogućava vlažno zarastanje rane • smanjuje mogućnost infekcije
- podstiče granulaciju i epitelizaciju • podstiče zarastanje bez otčizaka • ne lepi se na ranu • ne izaziva bol kod previjanja • jednostavna je za korišćenje • okolina rane ostaje netačnuta

ZA NEGU I LEČENJE KOJIH RANA JE POGODNA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM

Vivamel Contact – kontaktna mrežica sa medicinskim kastenovim medom namenjena je za zbrinjavanje i lečenje dno širokog spektra rana, kao hroničnih i akutnih. Posebno je pogodna za zbrinjavanje kožnih abrazija i ogrebotina, rana sa slabim izlivanjem i manjih povreda. Mrežica ne upijajući, zato je potrebna sekundarna upijajuća obloga ili flaster. Mrežica omogućava menjanje samo sekundarne obloge i tako štiti dno rane i čuva novonastalo zdravo tkivo.

KAKO ČUVATI VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNU MREŽICU SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM

Proizvod čuvati na suvom mestu na temperaturi od 5° C do 35° C, u horizontalnom položaju, jer se u suprotnom med početi da curi iz mrežice. Proizvod ne izlažite direktnom suncu svetlosti.

KAKO KORISTITI VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNU MREŽICU SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM?

1. Ranu prvo očistite pod nlažom mlake pijave vode ili fiziološkim rastvorom.
2. Nežno osušite ranu i njenu okolinu.
3. Iz sterilnog omotača izvadite mrežicu zajedno sa providnom zaštitnom folijom. Uklonite foliju sa jedne strane i stavite mrežicu na ranu tako da na rani ona strana sa koje ste uklonili zaštitnu foliju. Mrežicu namestite tako da je rana potpuno prekrivena. Mrežicu možete da sečete ili sažete. Mrežica može da bude premeštena preko više rana.
4. Uklonite i zelenu zaštitnu foliju.
5. Mrežicu zaštitite tako da na nju namestite sekundarnu upijajuću oblogu po vašem izboru. U slučaju manjeg izlivanja možete da koristite netkane komprese ili flaster. U slučaju većeg izlivanja koristite visoku upijajuću oblogu ili poliuretansku penu. Komprese ili poliuretansku penu pričvrstite zavojem ili lepljivom trakom, kao i mrežica ostala na svom mestu.

Na lakše rukovanje sa Vivamel Contact – kontaktnom mrežicom sa medicinskim kastenovim medom koristite sterilan medicinski pribor, na primer sterilnu pinetu ili hvatačku. Mrežicu možete da isetebe sterilnim makazama na manje delove, dok se još nalazi u providnoj zaštitnoj foliji.

KAKO ČESTO OBAVLJATI PREVIJANJE KADA SE KORISTI VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽICA SA MEDICINSKIM KASTENOVIM MEDOM?

Na početku lečenja preporučuje se previjanje svaka dva dana, a u slučaju obilnog izlivanja svaki dan, jer velika količina sekreta smanjuje efekat delovanja meda. Rane sa veoma malo sekreta dovoljno je da previjate dva puta nedeljno. Ako se mrežica osuši na rani natopite je fiziološkim rastvorom ili sa mlaku pijaču vode. Uklonite upotrebljenju mrežicu i bacite je kao

Instrukciju za uporabu VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽKA SO MEDICINSKIM KOSTENOV MED

Pre prve upotreba na proizvod Vivamel Contact – kontaktna mreža sa medicinskim kastenovim medom pažljivo pročitate gi uputstava. Čuvajte go upatstvo. Možebi ke treba da go pročitate ponovito.

ŠTO E VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽKA SO MEDICINSKIM KOSTENOV MED?

Vivamel Contact – kontaktna mreža sa medicinskim kastenovim med je nameneta za nega i lekvauje na rani so pomaliku eskudat, kako i med go štiti dnoto na ranata. Mrejkata e meka i tenka i e pokrivena so medicinski kastenov med. Bidjeji e mnogu prilagodljiva, obezbeđuje dobar kontakt so dnoto na ranata, medot pak sprečava, mrejkata da se stlepi so ranata. Dostupna e vo dve dimenziji: 10 x 10 cm i 5 x 5 cm. Obloga so dimenzijom 10 x 10 cm sadrži 2 g medicinskog med, a na oblogata so dimenziji 5 x 5 cm ima 0,5 g.

Medicinski med

Nema poznatih ograničenja u upotrebi proizvoda u različitim starosnim grupama. Ne koristite mrežicu ako je ambalaža oštećena ili otvorena. Ne koristite mrežicu ako varovi nisu tesno završeni. Otvorena mrežica ne smete ponovo da sterilizujete. Pre i posle korišćenja mrežice uvek operite ruke. Izbegavajte kontakt sa očima i sluzokožom. Ako dode do slučajnog kontakta sa očima ili sluzokožom, odmah isperite sa dosta vode. Mrežica je namenjena za jednokratnu upotrebu. Nikada nemojte da koristite već korišćenu mrežicu. Korišćena mrežica više ne sadrži med, ili je njegova koncentracija mala i stoga je efikasnost smanjena. Ponovna upotreba već korišćene mrežice može da dovede do kontaminacije proizvoda ili do kontaminacije, pa čak i infekcije rane.

Kontaktna mrežica

Kontaktna mrežica je napravljena od pleten poliester. Mrejkata ne e vplivljiva, no poradi strukturna na pori, go propušta iscedak od ranata vo sekundarnata vplivljiva obloga, koja poradi toga je nužno potrebno.

PREDNOSTI OD UPOTREBATA I KARAKTERISTIKI NA DELUVANJE VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽKA SO MEDICINSKIM KOSTENOV MED:

- ovozmožava vlažno zadržavanje na rani • ka namalava mogućnost infekcije
- podstiče granulaciju i epitelizaciju • podstiče zarastanje bez luzni • ne slepljuje so ranata • ne predviđava bolna pri prevrska • ljesna e za upotreba • okolinata na ranata ostaju neosuetena

ZA NEGA I LEKVUAJE ZA KOJA RANA E POGODNA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽKA SO MEDICINSKIM KOSTENOV MED?

Vivamel Contact – kontaktna mreža so medicinski kastenov med e nameneta za nega i tretman na dnoto na širok spektar na rani, kao hronični tak i akutni. Osoben e pogodan za nega na kožni abrazi i grebnatini, rani so slab iscedak i polnesi povredi. Mrejkata ne e vplivljiva, zato ima potrega od sekundarna vplivljiva obloga ili flaster. Mrejkata ovozmožava promena samo na sekundarnata obloga i na toj način go štiti dnoto na ranata , no i se zadržava zdravoto novoformirano tkivo.

KAKO SE KORISTI VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNA MREŽKA SO MEDICINSKIM KOSTENOV MED?

1. Prvo ja čistite ranata so mlaka voda za pijeње od češma ili česma ili senov rastvor.
2. Ranata i nejzinata okolina nejkno se suši.
3. Od sterilnata oblička ja zemate mrejkata zajedno so zaštitnata prozirna folija. Otrganete ja folijata od edna strana, i stavete ja mrejkata na ranata, so taa strana kde što e izvadena zaštitnata folija. Mrejkata stavete ja tako što ranata ke bitno usred pokrivena. Mrejkata možete da ja sečete ili vutkate. Mrejkata može da ja stavite i preku rabot na ranata
4. Izvadete ja i vtorata zaštitna zelena folija.
5. Mrejkata zaštitajte ja tako što, na nea ke stavite sekundarna vplivljiva obloga po vaš izbor. Koga sekretet e pomal, možete da koristite netkani kompresii. Mo slučaj na pogorem sekret koristite visoko vplivljiva obloga ili poliuretanska pena. Se zajedno pričvrstete so zavoj.

Ja posleno rukuвање so VIVAMEL — kontaktna mreža so medicinski kastenov med upotrebe sterilen medicinski pribor, na primer, sterilna pineta ili pen. Mrejkata može da se seče na pomali parovima so sterilni nožički, dokda tak e vo prozirnata zaštitna folija.

NÁVOD K POUŽITÍ

VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÁ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM GAŠTANOVÝM MEDOM

Před prvním použitím prostředku Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským gaštanovým medem si pozorně přečtete tento návod k použití. Ponechejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

ČO JE VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÁ SÍTKA NA RANY S LÉKÁRSKÝM GAŠTANOVÝM MEDOM?

Vivamel Contact – kontaktná sítky na rany s lékářským gaštanovým medem je určená na liečbu ran so slabou sekreciou a k ochrane spodiny rany. Sietka je mäkká, tenká a je pokrytá lékářským gaštanovým medom. Vďaka svojej mimoriadnej pružnosti zaisťuje lepší kontakt so spodinou rany, zatiaľ čo med zabráňuje priľpeniu obväzu k rane. Je k dispozíci v dvoch veľkostiach: 10 x 10 cm a 5 x 5 cm. Väčší obväz (10 x 10 cm) je pokrytý 2 g a menší (5 x 5 cm) 0,5 g lékářského medu.

LEKÁRSKY MED

Vivamel lékářský gaštanový med v tube má vysoký obsah cukru (min. 80%), nízky obsah vody (max. 17%) a kyslé pH. Vďaka svojm fyzikálnym vlastnostiam má vysokú osmotickú aktivitu, stimuluje čistenie rany, vytvára nepriaznivé prostredie pre rast mikroorganizmov a podporuje hojenie rany. Med umožňuje vlnké hojenie rán a vytvára mechanickú ochranu rany.

KONTAKTNÁ SÍTKA

Kontaktná sítky je vyrobená z polyesterovej tkaniny. Kontaktní sítky nie je savá, ale jej porézna štruktúra umožňuje prienik exsudátu z rany až k sekundárnej kryti. Preto je nevyhnutné použiť sekundárne savé krytie.

VÝHODY POUŽÍVANIA PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÁ SÍTKA NA RANY S LÉKÁRSKÝM GAŠTANOVÝM MEDOM A JEHO ÚČINKY:

- umožňuje vlhké hojení rán • snižuje riziko infekce rán • stimuluje granuláciu a epitelizáciu • podporuje hojenie rán a bráni zjaveniu • nelepí sa na ranu • nespôsobuje bolesť pri výmene obväzů • snadné použitie • nepôsobí ako okolí rany

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÁ SÍTKA NA RANY S LÉKÁRSKÝM GAŠTANOVÝM MEDOM

Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským gaštanovým medem je určená k léčbě spodiny širokého spektra rán – od chronických až po akutní. Je obzvlášť vhodná k léčbě oděráv a škrábanců, ran se slabou sekrecií a drobných lézi. Sítka není savá, a proto vyžaduje sekundární savé krytí nebo náplast. Při použití kontaktní sítky je možné měnit její sekundární krytí, což chrání spodinu rány a pomáhá zachovávat novovytvořené, zdravé tkáně.

AKO POUŽÍVAT VIVAMEL CONTACT – kontaktní sítku na RANY S LÉKÁRSKÝM MEDOM

1. Nejprve ranu očistíte oplachovacími nebo fyziologickými roztoky.
2. Jemně ranu i její okolí osušíte.
3. Sítka s ochrannou přilepovací fólií vyjměte ze sterilního sáčku. Sejměte fólii z jedné strany sítky a sítku umístěte na ranu tak, aby ste na ranu přiložili sterilní stranu bez fólie. Při její aplikaci dbajte na to, aby sítka zakrývala celou ranu. Sítka je možné roztrhnouti nebo přeložit a lež naplnit čes okraje rany.
4. Sítka ochráňte tím, že přes ní umístíte sekundární savé krytí dle vlastního výběru. U ran s menším množstvím sekretu lze použít kompres z netkaného textilu nebo náplasti. U ran v větším množstvím sekretu používejte vysokou savé krytí nebo polyuretánovou pěnu. Kompresy, savé krytí nebo polyuretánovou penu dobře upevněte fixačním obvazem nebo lepicí páskou, čím zabráníte posunutí sítky.

Pro snazší aplikaci prostředku Vivamel Contact – kontaktní sítka na rany s lékářským gaštanovým medem použijte sterilní zdravotnické prostředky, např. sterilní pinzetu nebo pešň. Sítku lze pomocí sterilních nůžek nastříhat na menší části, avšak musí být stále ještě kryta průhlednou ochrannou fólií.

AKO ČASTO BY SA MALA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÁ SÍTKA NA RANY S LÉKÁRSKÝM GAŠTANOVÝM MEDOM MENIT?

Na začiatku procesu hojenia sa odporuča meniť sítku každý druhý den, v prípade väčšieho množstva sekretu dokonca každý den, pretože účinky med sa rozpušťujú v sekrecii z rany znižujú. Rány s veľmi nízkou sekreciou vyžadujú výmenu iba dvakrát za týždeň. Rany

sietka vyschne a príne k rane, navlhčíte ju fyziologickým roztokom. Použitú sítku sejměte a zlikvidujte ako infekčný odpad. Ranu vyčistěte a osušte a aplikujte novou sítku, ako je popísané vyššie.

MOŽNÉ NEŽADÚCE ÚČINKY

Vzhľadom k vysokej osmotickú aktivite medu, ktorá spočívá vo vytahovaní molekúl vody z rany, môže aplikácia sítky na ranu vyvolať pocit pálení alebo mieru bolesť, ktoré však obvykle odznejú v rozmedzí 30 minút až dvoch hodín. V prípade neznesiteľnej bolesti prestaňte výrobok Vivamel Contact – kontaktná sítka na rany s lékářským gaštanovým medom používať.

CO JE VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM?

Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským kaštanovým medem je určena k léčbě ran se slabou sekrecií a k ochranné spodiny rany. Sítka je měkká, tenká a je pokrytá lékářským kaštanovým medem. Díky své mimořádné pružnosti zajišťuje lepší kontakt se spodinou rany, zatímco med zabráňuje přilpení obväzu k ráně. Je k dispozici ve dvou velikostech: 10x10 cm a 5x5 cm. Větší obväz (10x10 cm) je pokrytý 2 g a menší (5x5 cm) 0,5 g lékařského medu.

KONTRAINDIKÁCIA – KEDY KONTAKTNÚ SÍTKU NEPOUŽÍVAT?

Kontaktnú sítku nepoužívajte, ak máte alergiu na med alebo ste už v minulosti zážití reakciu prečítivosti na med.

VAROVANIE

Pri použití tejto zdravotníckej pomôcky nie sú známe žiadne veľké obmedzenia. Kontaktnú sítku nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu alebo otvoreniu ochranného obalu. Kontaktnú sítku nepoužívajte, ak nie sú zvazy obalu uzavreté. Po otvorení sítky nikdy nesterilizujte ani znovu nepoužívajte. Pred aplikáci i po aplikácii sítky si vždy umyte ruce.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM A JEHO ÚČINKY:

- umožňuje vlhké hojení rán • snižuje riziko infekce rán • stimuluje granulaci a epitelizaci • podporuje hojení rán a brání zjavení • nelepí se na ranu • nezpůsobuje bolest při výměně obväzů • snadné použití • nepůsobí jako okolí rany

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským kaštanovým medem je určena k léčbě spodiny širokého spektra rán – od chronických až po akutní. Je obzvlášť vhodná k léčbě oděráv a škrábanců, ran se slabou sekrecií a drobných lézi. Sítka není savá, a proto vyžaduje sekundární savé krytí nebo náplast. Při použití kontaktní sítky je možné měnit její sekundární krytí, což chrání spodinu rány a pomáhá zachovávat nov vytvořené, zdravé tkáně.

AKO POUŽÍVAT VIVAMEL CONTACT – kontaktní sítku na RANY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

1. Nejprve ranu očistíte oplachovacími nebo fyziologickými roztoky.
2. Jemně ranu i její okolí osušíte.
3. Sítka s ochrannou přilepovací fólií vyjměte ze sterilního sáčku. Sejměte fólii z jedné strany sítky a sítku umístěte na ranu tak, aby ste na ranu přiložili sterilní stranu bez fólie. Při její aplikaci dbajte na to, aby sítka zakrývala celou ranu. Sítka je možné roztrhnouti nebo přeložit a lež naplnit čes okraje rany.
4. Sítka ochráňte tím, že přes ní umístíte sekundární savé krytí dle vlastního výběru. U ran s menším množstvím sekretu lze použít kompres z netkaného textilu nebo náplasti. U ran v větším množstvím sekretu používejte vysokou savé krytí nebo polyuretánovou pěnu. Kompresy, savé krytí nebo polyuretánovou penu dobře upevněte fixačním obvazem nebo lepicí páskou, čím zabráníte posunutí sítky.

Pro snazší aplikaci prostředku Vivamel Contact – kontaktní sítka na rany s lékářským gaštanovým medem použijte sterilní zdravotnické prostředky, např. sterilní pinzetu nebo pešň. Sítku lze pomocí sterilních nůžek nastříhat na menší části, avšak musí být stále ještě kryta průhlednou ochrannou fólií.

AKO ČASTO BY SA MALA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM MENIT?

Na začiatku procesu hojenia se odporuča meniť sítku každý druhý den, v prípade väčšieho množstva sekretu dokonca každý den, pretože účinky med sa rozpušťujú v sekrecii z rany znižujú. Rány s veľmi nízkou sekreciou vyžadujú výmenu iba dvakrát za týždeň. Rany

sietka vyschne a príne k rane, navlhčíte ju fyziologickým roztokom. Použitú sítku sejměte a zlikvidujte ako infekčný odpad. Ranu vyčistěte a osušte a aplikujte novou sítku, jak je popsané výše.

MOŽNÉ NEŽADÚCE ÚČINKY

Vzhľadom k vysokej osmotickú aktivite medu, ktorá spočívá vo vytahovaní molekúl vody z rany, môže aplikácia sítky na ranu vyvolať pocit pálení alebo mieru bolesť, ktoré však obvykle odznejú v rozmedzí 30 minút až dvoch hodín. V prípade neznesiteľnej bolesti prestaňte výrobok Vivamel Contact – kontaktná sítka na rany s lékářským gaštanovým medom používať.

KONTRAINDIKÁCIA – KEDY KONTAKTNÚ SÍTKU NEPOUŽÍVAT?

Kontaktnú sítku nepoužívajte, ak máte alergiu na med alebo ste už v minulosti zážití reakciu prečítivosti na med.

VAROVANIE

Pri použití tohoto prostředku nejsou známa žádná věková omezení. Kontaktní sítku nepoužívejte, pokud došlo k poškození nebo otevření ochranného obalu. Kontaktní sítku nepoužívejte, pokud není svazy obalu uzavřeny. Po otevření sítky nikdy nesterilizujte ani znovu nepoužívejte. Před aplikací i po aplikaci sítky si vždy umyte ruce.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM A JEHO ÚČINKY:

- umožňuje vlhké hojení rán • snižuje riziko infekce rán • stimuluje granulaci a epitelizaci • podporuje hojení rán a brání zjavení • nelepí se na ranu • nezpůsobuje bolest při výměně obväzů • snadné použití • nepůsobí jako okolí rany

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským kaštanovým medem je určena k léčbě spodiny širokého spektra rán – od chronických až po akutní. Je obzvlášť vhodná k léčbě oděráv a škrábanců, ran se slabou sekrecií a drobných lézi. Sítka není savá, a proto vyžaduje sekundární savé krytí nebo náplast. Při použití kontaktní sítky je možné měnit její sekundární krytí, což chrání spodinu rány a pomáhá zachovávat nov vytvořené, zdravé tkáně.

AKO POUŽÍVAT VIVAMEL CONTACT – kontaktní sítku na RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

1. Nejprve ranu očistíte oplachovacími nebo fyziologickými roztoky.
2. Jemně ranu i její okolí osušíte.
3. Sítka s ochrannou přilepovací fólií vyjměte ze sterilního sáčku. Sejměte fólii z jedné strany sítky a sítku umístěte na ranu tak, aby ste na ranu přiložili sterilní stranu bez fólie. Při její aplikaci dbajte na to, aby sítka zakrývala celou ranu. Sítka je možné roztrhnouti nebo přeložit a lež naplnit čes okraje rany.
4. Sítka ochráňte tím, že přes ní umístíte sekundární savé krytí dle vlastního výběru. U ran s menším množstvím sekretu lze použít kompres z netkaného textilu nebo náplasti. U ran v větším množstvím sekretu používejte vysokou savé krytí nebo polyuretánovou pěnu. Kompresy, savé krytí nebo polyuretánovou penu dobře upevněte fixačním obvazem nebo lepicí páskou, čím zabráníte posunutí sítky.

Pro snazší aplikaci prostředku Vivamel Contact – kontaktní sítka na rany s lékářským gaštanovým medem použijte sterilní zdravotnické prostředky, např. sterilní pinzetu nebo pešň. Sítku lze pomocí sterilních nůžek nastříhat na menší části, avšak musí být stále ještě kryta průhlednou ochrannou fólií.

AKO ČASTO BY SA MALA VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM MENIT?

Na začiatku procesu hojenia se odporuča meniť sítku každý druhý den, v prípade väčšieho množstva sekretu dokonca každý den, pretože účinky med sa rozpušťujú v sekrecii z rany znižujú. Rány s veľmi nízkou sekreciou vyžadujú výmenu iba dvakrát za týždeň. Rany

sietka vyschne a príne k rane, navlhčíte ju fyziologickým roztokom. Použitú sítku sejměte a zlikvidujte ako infekčný odpad. Ranu vyčistěte a osušte a aplikujte novou sítku, jak je popsané výše.

MOŽNÉ NEŽADÚCE ÚČINKY

Vzhľadom k vysokej osmotickú aktivite medu, ktorá spočívá vo vytahovaní molekúl vody z rany, môže aplikácia sítky na ranu vyvolať pocit pálení alebo mieru bolesť, ktoré však obvykle odznejú v rozmedzí 30 minút až dvoch hodín. V prípade neznesiteľnej bolesti prestaňte výrobok Vivamel Contact – kontaktná sítka na rany s lékářským gaštanovým medom používať.

KONTRAINDIKÁCIA – KEDY KONTAKTNÚ SÍTKU NEPOUŽÍVAT?

Kontaktnú sítku nepoužívajte, ak máte alergiu na med alebo ste už v minulosti zážití reakciu prečítivosti na med.

VAROVANIE

Pri použití tohoto prostředku nejsou známa žádná věková omezení. Kontaktní sítku nepoužívejte, pokud došlo k poškození nebo otevření ochranného obalu. Kontaktní sítku nepoužívejte, pokud není svazy obalu uzavřeny. Po otevření sítky nikdy nesterilizujte ani znovu nepoužívejte. Před aplikací i po aplikaci sítky si vždy umyte ruce.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM A JEHO ÚČINKY:

- umožňuje vlhké hojení rán • snižuje riziko infekce rán • stimuluje granulaci a epitelizaci • podporuje hojení rán a brání zjavení • nelepí se na ranu • nezpůsobuje bolest při výměně obväzů • snadné použití • nepůsobí jako okolí rany

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ PROSTŘEDKU VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ SÍTKA NA RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

Vivamel Contact – kontaktní sítky na rany s lékářským kaštanovým medem je určena k léčbě spodiny širokého spektra rán – od chronických až po akutní. Je obzvlášť vhodná k léčbě oděráv a škrábanců, ran se slabou sekrecií a drobných lézi. Sítka není savá, a proto vyžaduje sekundární savé krytí nebo náplast. Při použití kontaktní sítky je možné měnit její sekundární krytí, což chrání spodinu rány a pomáhá zachovávat nov vytvořené, zdravé tkáně.

AKO POUŽÍVAT VIVAMEL CONTACT – kontaktní sítku na RÁNY S LÉKÁRSKÝM KAŠTANOVÝM MEDOM

1. Nejprve ranu očistíte oplachovacími nebo fyziologickými roztoky.
2. Jemně ranu i její okolí osušíte.
3. Sítka s ochrannou přilepovací fólií vyjměte ze sterilního sáčku. Sejměte fólii z jedné strany sítky a sítku umístěte na ranu tak, aby ste na ranu přiložili sterilní stranu bez fólie. Při její aplikaci dbajte na to, aby sítka zakrývala celou ranu. Sítka je možné roztrhnouti nebo přeložit a lež naplnit čes okraje rany.
4. Sítka ochráňte tím, že přes ní umístíte sekundární savé krytí dle vlastního výběru. U ran s menším množstvím sekretu lze použít kompres z netkaného textilu nebo náplasti. U ran v větším množstvím sekretu používejte vysokou savé krytí nebo polyuretánovou pěnu. Kompresy, savé krytí nebo polyuretánovou penu dobře upevněte fixačním obvazem nebo lepicí páskou, čím zabráníte posunutí sítky.

Pro snazší aplikaci prostředku Vivamel Contact – kontaktní sítka na rany s lékářským gaštanovým medem použijte sterilní zdravotnické prostředky, např. sterilní pinzetu nebo pešň. Sítku lze pomocí sterilních nůžek nastříhat na menší části, avšak musí být stále ještě kryta průhlednou ochrannou fólií.

Udhëzime për përdorim VIVAMEL CONTACT – RRJËTET KONTAKTI ME MJALT MEDICINAL GËSHËNJE

Përpara përdorimet të parë të produktit Vivamel Contact – rrjetë kontakti me mjal medicinal për gëshenje, me kujdes e lexoni udhëzimin. Ruajeni udhëzimin. Ndoshta do të duhet ta lexoni përsëri.

QFARË ËSHËT VIVAMEL CONTACT – RRJËTET KONTAKTI ME MJALT MEDICINAL GËSHËNJE?

Vivamel Contact – rrjetë kontakti me mjal medicinal për gëshenje është e dedikuar për përkujdesje dhe shërim të plagëve me më pak eksudat, por edhe ta mbroft fundin e plagës. Rrjetë është i butë dhe i hollë dhe gjithashtu i mbuluar me mjal medicinal gëshenje. Mësimet e mëdha mbi përshtatshmërinë, sigurinë kontakti të mirë me fundin e plagës, rrjetit po ndalon, që rrjetit të ngjitet për plagën. Në dispozicion është e dytë dimenzionet: 10 x 10 cm, dhe 5 x 5 cm. Mbluesa me dimensionet: 10 x 10 cm. përmban 2 gr. mjal medicinal, derisa te mbluesa me dimensione 5 x 5 cm. ka 0,5 gr. mjal medicinal.

RRJËTET KONTAKTI ME MJALT MEDICINAL GËSHËNJE?

Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse jeni alergjik apo kenit histori të reaktionit alergjik në mjal.

KUJDES

Nuk ka kufizime të njohura për përdorimin e produktive tek grupshat e ndryshme. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse pakëtimet është i dmtuar apo i hapur. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse shkak nuk janë mirë të ngjitura. Rrjetit e hapura të mos sterilizohet përsëri. Para dhe pas përdorimit të rrjetit gjithmonë i lahi duart. Rrjetit nuk është e dedikuar për konsumim. Nëse gjithëtim, mund të shkakton irritime e nivelit të sheqerit te diabetikët ose reaktion të hipersensitivitetit te njerëzit me alergji në mjal. Shmangini kontaktin me sytë dhe mukozën. Në rast të kontaktit të rastësishëm me sytë dhe mukozën atëherë i hapur. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse shkak nuk janë mirë të ngjitura. Rrjetit e hapura të mos sterilizohet përsëri. Para dhe pas përdorimit të rrjetit gjithmonë i lahi duart. Rrjetit nuk është e dedikuar për konsumim. Nëse gjithëtim, mund të shkakton irritime e nivelit të sheqerit te diabetikët ose reaktion të hipersensitivitetit te njerëzit me alergji në mjal. Shmangini kontaktin me sytë dhe mukozën. Në rast të kontaktit të rastësishëm me sytë dhe mukozën atëherë i hapur. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse shkak nuk janë mirë të ngjitura. Rrjetit e hapura të mos sterilizohet përsëri. Para dhe pas përdorimit të rrjetit gjithmonë i lahi duart. Rrjetit nuk është e dedikuar për konsumim. Nëse gjithëtim, mund të shkakton irritime e nivelit të sheqerit te diabetikët ose reaktion të hipersensitivitetit te njerëzit me alergji në mjal. Shmangini kontaktin me sytë dhe mukozën. Në rast të kontaktit të rastësishëm me sytë dhe mukozën atëherë i hapur. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse shkak nuk janë mirë të ngjitura. Rrjetit e hapura të mos sterilizohet përsëri. Para dhe pas përdorimit të rrjetit gjithmonë i lahi duart. Rrjetit nuk është e dedikuar për konsumim. Nëse gjithëtim, mund të shkakton irritime e nivelit të sheqerit te diabetikët ose reaktion të hipersensitivitetit te njerëzit me alergji në mjal. Shmangini kontaktin me sytë dhe mukozën. Në rast të kontaktit të rastësishëm me sytë dhe mukozën atëherë i hapur. Rrjetit mos e shfrytëzoni nëse shkak nuk janë mirë të ngjitura. Rrjetit e hapura të mos sterilizohet përsëri.